

PATCH ELECTROSTIMULATION

PARCHES DE ELECTROESTIMULACIÓN / ELECTROSTIMULATION

PATCHES / ELEKTROSTIMULATIE PATCHES

INDICATIONS A CONSERVER / CONSERVAR ESTAS INDICACIONES / INDICATIONS TO KEEP / INDICATIES TE HET HOUDEN.

MADE IN P.R.C. - FABRIQUÉ EN R.P.C. Importé et fabriqué par / Importado y fabricado por / Imported and manufactured by /

Geïmporteerd en vervaardigd door BMR GROUP - 122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille - France / Francia / Frankrijk.



LES CONTRE-INDICATIONS DE L'ÉLECTROSTIMULATION :

En cas de doute et de problèmes de santé particuliers, il est recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé.

Contre-indiqué dans tous les cas de :

- Personnes équipées de dispositifs électroniques tels que pacemakers et défibrillateurs intracardiaques.
- Personnes souffrant d'épilepsie.
- La femme enceinte.
- Placer les électrodes sur l'avant et les côtés du cou.
- Stimuler la zone thoracique de personnes présentant une arythmie cardiaque.
- Stimuler les membres inférieurs en cas de thrombose veineuse ou d'obstruction artérielle sévère (ischémie).
- En cas de hernie abdominale ou inguinale.
- Maladies auto-immunes.
- Maladies métaboliques.
- Maladies cardiovasculaires.
- Maladies respiratoires.
- La prise de médicaments ou de compléments alimentaires.
- Addictions.
- Les personnes de plus de 50 ans.
- En cas de fièvre
- En cas de blessures cutanées ouvertes et eczéma
- Maladies graves, infections bactériennes ou processus inflammatoires
- Brûlures solaires ou générales
- Intolérances cutanées
- Opérations récentes
- Thrombose, thrombophlébite
- Stents actifs depuis moins de six mois
- Artériosclérose, troubles circulatoires artériels
- Hypertension artérielle non traitée
- Arythmies cardiaques
- Autres maladies cardiovasculaires
- Troubles hémorragiques (hémophilie)
- Formes grave de diabète mellitus (ou diabète sucré)
- Maladies cancéreuses ou tumorales
- Arthrite aiguë
- Maladies neurologiques et épilepsie
- Dystrophie musculaire progressive
- Hernies abdominales ou inguinales
- Mal au dos non diagnostiqué
- Maladies des organes internes
- Les électrodes ne doivent jamais être appliquées sur le cou ou sur le visage.

EN : Contraindications of electrostimulation: In case of doubt and special health problems, it is recommended to seek the advice of a health professional. Contraindicated in all cases of: People with electronic devices such as pacemakers and intracardiac defibrillators. People suffering from epilepsy. Pregnant women. Place the electrodes on the front of the chest area of people with cardiac arrhythmias. Stimulate the lower limbs in case of venous thrombosis or severe arterial obstruction (ischemia). In case of abdominal or inguinal hernia. Autoimmune diseases. Metabolic diseases. Cardiovascular diseases. Respiratory diseases. Taking medication or food supplements. Addictions. People over 50 years old. In case of fever. In case of open skin wounds and eczema. Serious illnesses, bacterial infections or inflammatory processes. Sun or general burns. Skin intolerances. Recent operations. Thrombosis, thrombophlebitis. Stents that have been active for less than six months. Arteriosclerosis, arterial circulatory disorders. Untreated arterial hypertension. Cardiac arrhythmias. Other cardiovascular diseases. Bleeding disorders (haemophilia). Severe forms of diabetes mellitus. Cancer or tumor diseases. Acute arthritis. Neurological diseases and epilepsy. Progressive muscular dystrophy. Abdominal or inguinal hernias. Undiagnosed back pain. Diseases of the internal organs. The electrodes should never be applied to the neck or face.

ES : Contraindicaciones de la electroestimulación: En caso de duda y de problemas especiales de salud, se recomienda buscar el consejo de un profesional de la salud. Contraindicado en todos los casos de: Personas con dispositivos electrónicos como marcapasos y desfibriladores intracardíacos. Personas que sufren de epilepsia. Mujeres embarazadas. Colocar los electrodos en la parte frontal y lateral del cuello. Estimular la zona torácica de las personas con arritmias cardíacas. Estimular los miembros inferiores en caso de trombosis venosa u obstrucción arterial grave (isquemia). En caso de hernia abdominal o inguinal. Enfermedades autoinmunes. Enfermedades metabólicas. Enfermedades cardiovasculares. Enfermedades respiratorias. Toma de medicamentos o complementos alimenticios. Adicciones. Personas mayores de 50 años. En caso de fiebre. En caso de heridas abiertas en la piel y eczemas. Enfermedades graves, infecciones bacterianas o procesos inflamatorios. Quemaduras solares o generales. Intolerancias cutáneas. Operaciones recientes. Trombosis, tromboflebitis. Stents activos desde hace menos de seis meses. Arteriosclerosis, Trastornos circulatorios arteriales. Hipertensión arterial no tratada. Arritmias cardíacas. Otras enfermedades cardiovasculares. Trastornos hemorrágicos (hemofilia). Formas graves de diabetes mellitus. Cáncer o enfermedades tumorales. Artritis aguda. Enfermedades neurológicas y epilepsia. Distrofia muscular progresiva. Hernias abdominales o inguinales. Dolor de espalda no diagnosticado. Enfermedades de los órganos internos. Los electrodos no deben aplicarse nunca en el cuello ni en la cara.